



# Manual de Utilização - Cali WEB

Usuário.

---

Cali - Softwares para Automação e Gestão de  
Laboratórios de Calibração.

## Sumário

1. Introdução .....	3
2. Tela de Login .....	4
3. Tela de Calibrações .....	5
4. Menu de Usuário .....	7



## 1. Introdução

O Cali WEB é um sistema especialmente desenvolvido para disponibilizar eletronicamente todas as informações das calibrações, as informações dos instrumentos e os certificados de calibração. Ele permite a visualização dos certificados de calibração de forma eletrônica, o gerenciamento dos instrumentos de medição e o controle da movimentação dos instrumentos por parte do usuário.

Qualquer dúvida que possa surgir durante a leitura desse documento poderá ser esclarecida via e-mail ([certificados@afertec.com.br](mailto:certificados@afertec.com.br)) ou pelo telefone (19) 2533-5520.

## 2. Tela de Login


A tela de login do Cali WEB (Figura 1) conta com um campo para o preenchimento do usuário e a senha. O usuário irá realizar o login com o e-mail e senha fornecidos por nossa equipe.



(Figura 1: Tela de Login).

### 3. Tela de Calibrações

A tela de calibrações permite ao usuário do Cali WEB visualizar as calibrações realizadas em seus instrumentos. O botão “Certificado” (Figura 03) leva o usuário a visualização eletrônica do certificado de calibração.



The screenshot shows the Cali WEB interface for viewing calibration details. The browser address bar shows the URL: <https://www.caliweb.com.br/teste/cadcalibracao.php?CdCalibracao=34>. The interface has a green header with the Cali logo and navigation tabs: Inicial, Instrumentos, Calibrações, Movimentos, Relatórios, and Auxiliar. The user is logged in as 'Administrador'.

The main content area is titled 'Calibração' and contains a form with the following fields:

Número Calibração	Sufixo	Data Realização	Responsável
17	2016	18/11/2016 10:38:28	Administrador
Laboratório Responsável	Motivo da Realização	Número Calibração Original	Sufixo Original
Cali	Periódica		
Versão Certificado	Temperatura	Umidade	Procedimento
Original	20°C ± 2°C	50% ± 20%	PROC-PAQ


Below the form are three buttons: 'Ir para o Instrumento', 'Assinar a Calibração', and 'Certificado' (highlighted in green). Below the buttons are three tabs: 'Informações do Instrumento', 'Informações Complementares', and 'Informações de Assinatura e Revisão'. The 'Informações do Instrumento' tab is active, showing the following details:

Instrumento	Descrição do Instrumento	Proprietário do Instrumento	Próxima Calibração
PAQ-01	Paquímetro Digital 300mm	Felipe Eich	Março de 2017

At the bottom of the browser window, the URL for the certificate is visible: <https://www.caliweb.com.br/teste/certificados/1/34.pdf>.

(Figura 03: Tela de Calibrações. Botão “Certificado”).

Na figura 04, podemos observar quais são os filtros disponíveis na procura da tela de calibrações. Após selecionar o filtro desejado, pode-se clicar no botão “Pesquisar”, ou então apertar a tecla “Enter” do teclado para realizar a busca. Caso queira trazer todas as calibrações, faça a pesquisa sem nenhum filtro.




The screenshot displays the 'Cali WEB' application interface. At the top, there is a navigation menu with the following items: 'Inicial', 'Instrumentos', 'Calibrações', 'Movimentos', 'Relatórios', and 'Auxiliar'. The 'Calibrações' menu item is currently selected. In the top right corner, there is a user profile dropdown labeled 'Administrador'. Below the navigation bar, the main heading is 'Procura de Calibrações'. To the right of this heading is a 'Pesquisar' button. The search area contains eight input fields arranged in two rows. The first row includes: 'Número Calibração', 'Sufixo', 'Instrumento', and 'Fabricante'. The second row includes: 'Data Calibração (Inicial)', 'Data Calibração (Final)', 'Data Prox. Calibração (Inicial)', and 'Data Prox. Calibração (Final)'. Each date field has a calendar icon to its right. Below the input fields, there is a small instruction: 'Preencha os filtros ou pressione a tecla ENTER para listar todos.'

(Figura 04: Tela de Procura de Calibrações).

#### 4. Menu de Usuário

O menu de usuário (figura 05) é um conjunto de opções pertinentes ao usuário que está acessando o sistema. Fica localizado no canto superior direito. Esse menu conta com a opção de alterar a senha e sair do sistema.

A função de “Alterar Senha” é bastante simples, basta colocar a antiga senha e, então, definir a nova senha desejada.



(Figura 05: Menu de Usuários).